

TCardio

Mobil Kardiyak İzlemede
Yeni Nesil Çözüm



12
Derivasyon



Mobil
Uygulama



USB Type-C



Bataryasız
Tasarım



Otomatik
Analiz



PACS
Entegrasyonu




HBYS
Entegrasyonu

TCARDIO Serisi, kardiyak değerlendirme ve kalp sağlığı takibi için geliştirilmiş yeni nesil mobil EKG çözümleri sunar. Hafif ve kompakt yapısı, mobil uygulama desteği ve 6 ile 10 kanal model seçenekleri sayesinde hayatın her alanında hızlı, pratik ve güvenilir EKG izleme imkânı sağlar.

GLASGOW EKG ANALİZİ

TCARDIO, Glasgow EKG analiz altyapısı ile kardiyak verilerin otomatik olarak değerlendirilmesine yardımcı olur.

- Akut Miyokard Enfarktüsü (MI) ve İskemi Analizi
- Taşikardi ve Bradikardi Tespiti
- Anlamlı Aritmi Değerlendirmesi
- Uzamış QTc Aralığı Analizi
- Otomatik Ölçüm ve Yorumlama Desteği



R Sağ Köprücük Altı N Sağ Alt Karın C1 - C6 Göğüs (Prekordiyal)
L Sol Köprücük Altı F Sol Alt Karın



R Sağ Köprücük Altı N Sağ Alt Karın C2 & C5 Göğüs (Prekordiyal)
L Sol Köprücük Altı F Sol Alt Karın

Teknik Özellikler

TCardio6

TCardio10

Derivasyon Sayısı

12 Derivasyon

12 Derivasyon

EKG Görüntüleme

6 Kanal EKG + 4 Türetilmiş Kanal

10 Kanal EKG

Kalp Hızı Aralığı

15–300 BPM (Yetişkin)
15–350 BPM (Pediatrik/Neonatal)

15–300 BPM (Yetişkin)
15–350 BPM (Pediatrik/Neonatal)

Doğruluk

±1% veya 2 BPM

±1% veya 2 BPM

Dinamik Aralık

±8 mV

±8 mV

CMRR

>98 dB

>98 dB

Giriş Empedansı

>5 MΩ

>5 MΩ

Filtreler

0.5 Hz Drift
50 Hz Notch
35/75/120 Hz LPF

0.5 Hz Drift
50 Hz Notch
35/75/120 Hz LPF

Boyutlar

116 × 65 × 20 mm

112 × 83 × 23 mm

Koruma Sınıfı

IP44

IP44



Android İşletim Sistemi için
QR kodu okutarak TCardio mobil uygulamasını indirebilirsiniz.



Eretna Tıbbi Cihazlar San.ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sok. No:13 Kat:2
34844 Maltepe İstanbul / Türkiye
info@eretna.eu | +90 216 470 05 62
KT.06.01|TR|26